

マルチメーカー 7 サービスパック 3

修正パック (0828)

2020/8/28 作成

修正パック

- マルチマーカー7サービスパック3の提供後に見つかったエラーを修正します
- 無料です

修正パックのセットアップ方法

- マルチマーカー7+サービスパック3（SP3）をセットアップ後に、修正パックをセットアップしてください
- （１）「Update_mm70_sp3_修正パック0828.msi」を起動します
- （２）インストール画面の指示に従い
「次へ」ボタンで進んでください
- （３）「インストールが完了しました」という画面が出たら
画面を閉じて、インストール完了となります

修正パックの確認

- 修正パックを
セットアップすると

ソフトについての画面に
(修正パック 0 8 2 8)
と表示されます

※メイン画面の「」をクリックすると
「ソフトについて」の画面が表示されます



修正パックの内容

修正された問題点を説明します


- 高血圧治療ガイドライン2019に基づく一部の判定の不具合を修正しました

再判定の作業を行います

正しい判定結果に変更するために必要な作業です

①「団体管理」を選びます

②「判定管理」を選びます



再判定の作業を行います (注)

正しい判定結果に変更するために必要な作業です

③「すべてのデータ」を選びます ④「判定する」を選びます

The screenshot shows the '判定' (Judgment) window with the title '判定' and subtitle '健診データを判定します。'. The '団体' (Group) is set to 'サンプル市'. The '判定するデータ' (Data to be judged) dropdown menu is open, showing three options: '未判定のデータ' (Data not yet judged), '未判定のデータ 指定した健診年度' (Data not yet judged for the specified health check year), and 'すべてのデータ' (All data). The 'すべてのデータ' option is highlighted. The '2020' year is selected in the adjacent dropdown. The '判定する' (Judge) button is visible at the bottom, marked with an asterisk. The version number '7.0.3.4' is in the bottom left corner.

The screenshot shows the '判定' (Judgment) window with the title '判定' and subtitle '健診データを判定します。'. The '団体' (Group) is set to 'サンプル市'. The '判定するデータ' (Data to be judged) dropdown menu is set to 'すべてのデータ'. The '2020' year is selected in the adjacent dropdown. The '判定対象件数をカウントする' (Count the number of judgment objects) checkbox is checked, marked with an asterisk. The '判定する' (Judge) button is highlighted with a red box, marked with an asterisk. The version number '7.0.3.4' is in the bottom left corner.

(注意) データが概ね10万件以上ある場合、「すべてのデータ」で再判定を行うとタイムアウトのエラーになる可能性があります。データが多い場合お手数ですが「指定した健診年度」を選び1年ずつ再判定作業をお願いいたします。

修正内容

健診結果がリスク層別化に使用する予後影響因子に該当した場合
該当項目に★印が付くようにしました

サンプル 1朗(サンプル 1口ウ) 62歳 男

色凡例 **4** **5** **6** **7** **8** **9** 健診日 2020/06/08

判定結果 基本情報 健診(基本) 健診(詳細) 後期 2次健診 疾病 保健指導 その他 マイデータ

特定健診 階層化

ステップ1	ステップ2	ステップ3	ステップ4	受診勧奨
腹囲 BMI その他	血糖 血圧 脂質 喫煙	ステップ2 腹囲 0 情報提供 1 動機付け 2 積極的 3 積極的 4 積極的	BMI 65歳以上 治療中	血糖 血圧 脂質 肝機能 貧血

積極的支援

メタボリック

内臓脂肪	血糖因子
腹囲	血糖 血圧 脂質
腹囲のみ 予備群 該当者	

該当者

腎機能

CKDのステージ	eGFR昨年度	今年度
G2A1		75.4
1	≥90	クレアチニン
2	60-89	グリアラシス
3a	45-59	尿蛋白
3b	30-44	尿潜血
4	15-29	尿中アルブミン
5	<15	クレアチニン

専門医に紹介 非該当

危険因子判定

危険因子	判定結果	カト	2次	有効
収縮期血圧	4	1	1	1
拡張期血圧	7	1	1	1
AST	1	1	1	1
ALT	1	1	1	1
γ-GT	1	1	1	1
総コレ	0	1	1	1
LDLコレ	4	1	1	1
HDLコレ	1	1	1	1
中性脂肪	1	1	1	1
血糖	4	1	1	1
HbA1c	4	1	1	1
BMI	1	1	1	1
尿酸	1	1	1	1

2次以上因子計/有効因子計 **5/12**

血圧判定

Ⅱ度高血压

収縮期血圧 120 140 160 180

収縮期高血压

心血管リスク層別化

血圧	降圧目標
130/109	130/80

降圧目標値オーバー

高リスク

	正常	正高	高Ⅰ度	Ⅱ度	Ⅲ度
1層	無	無	低	中	高
2層	無	無	中	高	高
3層	無	無	高	高	高

冠動脈

LDL-C	目標値	non-HDL
139	120	

目標値オーバー LH比 3.0

カテゴリーⅢ

- ① 冠動脈既往 ↓ 2次予防 家族歴あり 若年発症あり
- ② カテゴリーⅢ
- ③ 高血圧 低HDL-C 家族歴 耐糖能異常

年齢	性別	家族歴	糖尿病	心臓病	腎臓病	脳血管障害
40	男性	★	★	○	○	○
50	女性	★	★	○	○	○
60	男性	★	★	○	○	○

★は予後影響因子(リスク層別化に使用)

アンインストール方法

修正パックをアンインストールするときは
下記の手順で実行します

- (1) 修正パックをアンインストールします
- (2) ①マルチマーカ-7
- ②マルチマーカ-7サービスパック 3
 の順番に修復セットアップします
- 修正パックをセットアップする前のマルチマーカ-7+SP3に戻ります

※修復セットアップは少し時間がかかります

修正パックの説明

- 以上です