


マルチマーカ― パーソナル版4. 0 保健指導(ステップ 2.0B) セットアップマニュアル



注意

マルチマーカ―パーソナル版4. 0の保健指導(ステップ 2.0B)は、マルチマーカ―パーソナル版4. 0の製品バージョンが「**4. 0. 100**」以降の場合のみセットアップしてください。



マルチマーカ―パーソナル版4. 0の製品バージョンが「**4. 0. 92**」以前の場合は**サービスパック1**をインストールしてください。

保健指導(ステップ B)は、保健指導(ステップA)を、下記の環境でも動作するように改善したものです。

OS:Windows7 Office:Microsoft Office2010

目次

1. セットアップの流れ	4
1.1. 保健指導ソフトを確認します	5
1.2. 保健指導(ステップ 2.0B)をセットアップします	6
2. セットアップ時のエラーについて	10
2.1. マルチマーカー本体のバージョンが4. 0. 92以前、の場合	11
2.2. 「改訂 保健指導ソフト 4.0(20100623)」がインストールされている場合	12
2.3. 「マルチマーカーパーソナル版 4.0 サポートソフト(保健指導)」がインストールされている場合	13
2.4. マルチマーカーがインストールされていない場合	14

1. セットアップの流れ

マルチマーカーパーソナル版 4.0 サポートソフト 保健指導(ステップ 2.0B)をセットアップする手順を説明します。



注意

マルチマーカーパーソナル版4. 0の保健指導(ステップ 2.0B)は、マルチマーカーパーソナル版4. 0の製品バージョンが「4. 0. 100」以降の場合のみセットアップしてください。

1. 管理者権限をもつユーザーでログオンして、
保健指導ソフトがインストール済みの確認をします



2. 保健指導ソフトがインストール済みの場合は削除
します



3. マルチマーカー4. 0保健指導(ステップ 2.0B)を、
インストールします




4. マルチマーカーを使用しているときのユーザーで
ログオンして、保健指導4. 0を実行します

1.1. 保健指導ソフトを確認します

- 管理者権限のあるユーザーでおこなってください。
- パーソナル版4.0本体(製品バージョン:4.0.100)がセットアップされているパソコンでおこなってください


「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」を選択します。




「マルチマーカーパーソナル版4.0 サポートソフト(保健指導)」、「改訂 保健指導ソフト4.0(20100623)」が表示されている確認をします。それぞれ表示されていれば、削除します。




「改訂 保健指導ソフト4.0(20100623)」が表示されている場合 選択し「削除」ボタンをクリックしてください。



「はい」をクリックし削除してください。



「マルチマーカーパーソナル版4.0 サポートソフト(保健指導)」が表示されている場合 選択し「削除」ボタンをクリックしてください。




「はい」をクリックし削除してください。

1.2. 保健指導(ステップ 2.0B)をセットアップします


- 管理者権限のあるユーザーでおこなってください。
- パーソナル版4.0本体(製品バージョン:4.0.100)がセットアップされているパソコンでおこなってください

Windows Vista や Windows 7 の場合、セットアップの途中で下記の警告画面が表示されることがあります。



Windows Vista の場合

「許可」を選択し、作業を続行して下さい。




Windows 7 の場合

「はい」を選択し、作業を続行して下さい。



1. ダウンロードした「MMP40_SupportHG20110708.msi」をダブルクリックします。




2. セットアップが起動したら、「次へ」をクリックします。




注) 以下のメッセージが表示された場合は、「セットアップ時のエラーについて」(10 ページ)をご覧ください。




3. 「次へ」をクリックします。




4. この画面は待っていると自動的に次の画面に変わります。



5. 「閉じる」をクリックします。



6. 保健指導ソフト4.0を起動して、タイトルが「保健指導(ステップ 2.0A)」になっていることを確認します。



7. これで、セットアップは完了です。

この後は、マルチマーカーを利用しているときのユーザーでログオンして、引き続きマルチマーカーパーソナル版4.0 保健指導ソフト4.0を、ご利用ください。

2. セットアップ時のエラーについて

マルチマーカーパーソナル版 4.0 サポートソフト 保健指導 (ステップ 2.0B) のセットアップで想定されるエラー内容を説明します。



1. マルチマーカー本体のバージョンが4. 0. 92以前、の場合

2. 「改訂 保健指導ソフト 4.0(20100623)」がインストールされている場合

3. 「マルチマーカーパーソナル版 4.0 サポートソフト(保健指導)」がインストールされている場合

4. マルチマーカーがインストールされていない場合

2.1. マルチマーカーパーソナル版のバージョンが4. 0. 92以前、の場合



基本的にマルチマーカーパーソナル版 4.0 本体のサービスパック1がインストールされていません。
サービスパック1をインストールした後、「保健指導(ステップ 2.0B)」をインストールしてください。

2.2.「改訂 保健指導ソフト 4.0(20100623)」がインストールされている場合

正常にセットアップされます。

その後の動作も問題ありません。

「プログラムの追加と削除」には、残ります。



2.3.「マルチマーカーパーソナル版 4.0 サポートソフト(保健指導)」がインストールされている場合

正常にセットアップされます。

その後の動作も問題ありません。

「プログラムの追加と削除」から削除されます。

2.4. マルチマーカーがインストールされていない場合



マルチマーカーパーソナル版4.0がインストールされていません。
マルチマーカーパーソナル版4.0をインストールした後、サービスパック1をインストールしてください。
その後、「保健指導(ステップ 2.0B)」をインストールしてください。

- マルチマーカ―は、三菱電機コントロールソフトウェア株式会社の登録商標です。
- 各種の Windows、Word、Excel、Internet Explorer、SQLServer2005 はマイクロソフト社の登録商標です。
- その他のプログラム名、ソフトウェア名、システム名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。
- 本書では、®マーク、™マークは省略しています。また一般的に使われている名称を用いている場合があります。

マルチマーカ―パーソナル版4.0 サポートソフト 保健指導(ステップ 2.0B) セットアップマニュアル

初版 2011 年 7 月

発行 三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

- 本書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 本書の内容の一部あるいは全部を無断で複写・複製することは禁じられています。
- Copyright 三菱電機コントロールソフトウェア株式会社