


# マルチマーカ― パーソナル版4. 0 糖尿病予防のためのソフト セットアップマニュアル



## 注意

マルチマーカ―本体に「サービスパック2」をセットアップした後にマルチマーカ―パーソナル版4. 0の糖尿病予防のためのソフトをセットアップしてください。



注！）マルチマーカ―本体に、サービスパック2がセットアップされていない場合は、  
マルチマーカ―パーソナル版4. 0のサポートサイト  
「重要なお知らせ4」 2010年11月5日記事／サービスパック2をご覧ください。  
URL: <http://multi-marker.blog.ocn.ne.jp/support4/>

マルチマーカ―本体に「サービスパック2」がセットアップされていない場合はセットアップしないでください。

# 目次

1. セットアップの流れ.....	3
1.1. 糖尿病予防のためのソフトをセットアップします .....	4

# 1. セットアップの流れ

マルチマーカーパーソナル版 4.0 糖尿病予防のためのソフトをセットアップする手順を説明します。



## 注意

マルチマーカ本体のバージョンが「サービスパック2」であることを確認後、糖尿病予防のためのソフトをセットアップしてください。

サービスパック2のセットアップは、マルチマーカーパーソナル版4.0のサポートサイト「重要なお知らせ4」2010年11月5日記事／サービスパック2をご覧ください。

URL: <http://multi-marker.blog.ocn.ne.jp/support4/>

マルチマーカ本体に「サービスパック2」がセットアップされていない場合はセットアップしないでください。

1. 管理者権限をもつユーザーでログオンして、  
糖尿病予防のためのソフトを、セットアップします。




2. マルチマーカを使用しているときのユーザーで  
ログオンして、セットアップできたか確認します。

## 1.1. 糖尿病予防のためのソフトをセットアップします

- 管理者権限のあるユーザーでおこなってください。
- パーソナル版4. 0(サービスパック2)がセットアップされているパソコンでおこなってください。

Windows Vista や Windows 7 の場合、セットアップの途中で下記の警告画面が表示される場合があります。



Windows Vista の場合

「許可」を選択し、作業を続行して下さい。




Windows 7 の場合

「はい」を選択し、作業を続行して下さい。


1. 「MMP40\_SupportRpt20110907.msi」をダブルクリックします。




2. セットアップが起動したら、「次へ」をクリックします。




3. 「次へ」をクリックします。



4. この画面は待っていると自動的に次の画面に変わります。



5. 「閉じる」をクリックします。



## 1.2. セットアップできたか確認します

1. マルチマーカーパーソナル版4.0のそのまま集計画面を表示します。

**そのまま集計**  
各集計表の条件に基づいて集計します。

年度: 2011年度  
1回目の健診  
分類1: すべて  
分類2: すべて  
分類3: すべて  
性別: すべて  
年齢: ~

### 2011年度の集計結果

集計表の名前をクリックすると集計結果の画面が開きます。

	名前	種別	説明
1	<a href="#">様式6-2</a>	集計表	様式6-2 健診有所見者状況(男女別・年代別) - 総数(40-74歳)
2	<a href="#">様式6-3</a>	集計表	様式6-3 健診有所見者状況(男女別・年代別) - 40歳代
3	<a href="#">様式6-4</a>	集計表	様式6-4 健診有所見者状況(男女別・年代別) - 50歳代
4	<a href="#">様式6-5</a>	集計表	様式6-5 健診有所見者状況(男女別・年代別) - 60歳代
5	<a href="#">様式6-6</a>	集計表	様式6-6 健診有所見者状況(男女別・年代別) - 70歳代(70-74歳)
6	<a href="#">様式6-7</a>	集計表	様式6-7 健診有所見者状況(男女別・年代別) - (再)65-74歳
7	<a href="#">様式6-8</a>	集計表	様式6-8 メタボリックシンドローム該当者・予備群(40-74歳)
8	<a href="#">様式6-9</a>	集計表	様式6-9 健診受診状況～被保険者数及び健診受診者のピラミッド
9	<a href="#">様式6-10</a>	集計表	様式6-10 糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導
10	<a href="#">様式6-11</a>	集計表	様式6-11 性・年齢階級別特定保健指導実施率又は結果把握率
11	<a href="#">糖尿病フローチャート</a>	集計表	糖尿病フローチャート～医療制度改革の目標達成にむけて～ 実践様式3

「糖尿病フローチャート」が追加されます。

注意)「糖尿病フローチャート」の文字をクリックしても、集計表が表示されない場合は、サポートライセンスが未登録です。  
サポートライセンスの登録をおこなってください。



2. マルチマーカーパーソナル版4. 0の帳票印刷画面を表示します。

「糖尿病予防のための構造図」と「検査値(HbA1c)を記録してみましょう」が追加されます。

注意) 他の帳票に比べ、文字が薄く表示され、「プレビュー」「PDF 出力」が使えないときは、サポートライセンスが未登録です。サポートライセンスの登録をおこなってください。

3. これで、セットアップは完了です。

この後は、マルチマーカーを利用しているときのユーザーでログオンして、引き続きマルチマーカーパーソナル版4. 0を、ご利用ください。

- マルチマーカ―は、三菱電機コントロールソフトウェア株式会社の登録商標です。
- 各種の Windows、Word、Excel、Internet Explorer、SQLServer2005 はマイクロソフト社の登録商標です。
- その他のプログラム名、ソフトウェア名、システム名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。
- 本書では、®マーク、™マークは省略しています。また一般的に使われている名称を用いている場合があります。

---

## マルチマーカ―パーソナル版4. 0 糖尿病予防のためのソフト セットアップマニュアル

初版 2011 年 9 月

発行 三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

- 本書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 本書の内容の一部あるいは全部を無断で複写・複製することは禁じられています。
- Copyright 三菱電機コントロールソフトウェア株式会社