

マルチマーカー 7 サービスパック 2

修正パック (0719)

2019/7/19 作成

修正パック

- マルチメーカー 7 サービスパック 2 の発売後に見つかったエラーを修正します
- 無料です

修正パックのセットアップ方法

- MM7 SP2 をセットアップ後に、
修正パックをセットアップしてください
- (1) 「Update_mm70_SP2_0719.msi」 を起動します
- (2) インストール画面の指示に従い
「次へ」 ボタンで進んでください。
- (3) 「インストールが完了しました」という画面が出たら
画面を閉じて、インストール完了となります。

修正パックの確認

- 修正パックを
セットアップすると

ソフトについての画面に
(修正パック0719)
と表示されます

※メイン画面の「」をクリックすると
「ソフトについて」の画面が表示されます。



修正パックの内容

- 修正された問題点を説明します。
- 検索
- エクセル帳票
- 学習教材

検索（１）


- 複数条件で、男女別条件のある項目にそれぞれ値を設定し、その他項目と組み合わせて検索すると、人数が多めに出るのを直しました

例：

The image shows a search interface with two yellow boxes for conditions. The left box is titled '▼ 条件' with a red 'X' icon and contains the text '腹囲が男性 85以上、女性 90以上'. The right box is also titled '▼ 条件' with a red 'X' icon and contains the text 'B M I が25以上'. Below these two boxes is a grey button with the text 'かつ' and a downward arrow, indicating a logical AND operation between the two conditions.

検索（2）

- マイ条件を作るときに、同じマイ条件を2回使用すると「無限参照」のエラーになるのを直しました。



エクセル帳票

- 正しい項目が印字されていなかったのを直しました

帳票	修正内容
メタボ7	LDL欄にnon-HDL、non-HDL欄にLDLが印字されていたのを修正
脂8	腹囲欄に空腹時血糖が印字されていたのを修正

- 腎9：グラフに腹囲の棒が印字されないのを直しました
- 糖(重症化-10)、糖1：メタボリックありなしの色が付くように直しました
- 「治」を「薬」に変えました


エクセル帳票（続き）

【改訂・修正したエクセル帳票】

- 構造図
- メタボ1/ 2 / 2（血管内皮） / 4 / 7
- 血圧1 / 1（2） / 1（3）
- 脂1 / 8
- 食基本1
- 心1
- 腎1 / 2 / 9
- 糖1 / 4 / 4（1） / 重症化

学習教材

- 資料に 1 件不足がありました。



『20 メタボ-13 目標体重で私の食事量を計算してみよう(2015.8)』

の資料を追加しました。

アンインストール方法

修正パックをアンインストールするときは
下記の手順で実行します

- (1) 修正パックをアンインストールする
- (2) マルチマーカ-7を修復セットアップする
- (3) マルチマーカ-7サービスパック2を修復セットアップする
- 修正パックをセットアップする前の
マルチマーカ-7 + S P 2に戻ります。

修正パックの説明

- 以上です