No.	カテゴリー	質問	回答
1	その他	マルチマーカー10の製品一式を入手する方法を教えてください。	弊社ポータルサイトのマイページへログインしていただき、「マルチマーカー 10ダウンロード」ボタンより製品をダウンロードしてください。 マイページログイン▼ https://license.wellcle.co.jp/user/ ※マイページへはIDとパスワードが必要です。 ※メディア発送オプション(有償)をお申込みの場合は、弊社より製品を発送致しま す。
2	初期設定	パソコンIDの確認方法を教えてください。	マルチマーカー10の初期設定の画面に「パソコンID:」と表示されている英 数字をご確認ください。※初期設定画面を開くには管理者権限が必要です。
3	その他	ライセンス番号の発行方法を教えてください。	弊社ポータルサイトのマイページへログインしていただき、「パソコンID登録」 ボタンよりライセンスを発行してください。 マイページログイン▼ https://license.wellcle.co.jp/user ※マイページへはIDとパスワードが必要です。 ※ライセンス番号の発行は注文お申込み後、弊社にて処理が完了後に可能です。 ※更新申込のご利用者様は、すでにIDが利用者ポータルサイトへ登録済です。申込 後、弊社の処理が完了すると自動的にライセンス番号が更新されます。
4	セットアップ・ アンインストー ル	以前のバージョンで利用していた、オリジナルの集計表や検索のマイ条 件などが見当たりません。	以前のバージョンからマルチマーカー10へ、設定フォルダのデータ移行がさ れていないと思われます。 セットアップ・アンインストールマニュアル:42ページ~「 <b>設定フォルダデータ</b> 移行」の作業を行ってください。
5	公開終了	検索機能を起動し、条件を設定した後、検索結果の人数をクリックする とエラーが発生しました。 【エラーメッセージ】 アプリケーションのコンポーネントで、ハンドルされていない例外が発生しまし た。列名'気になる人_色コードが無効です。列名' ずっと気になる人_色コードが 無効です。	マルチマーカー10とマルチマーカー8を同時に使用しないでください。エ ラーを解消するには一旦マルチマーカーを終了してください、。 参考:サポートサイト2023/4/18記事 「マルチマーカー10ご利用時の注意点」
6	公開終了	エクセル帳票を出力しようと思うとエラーが発生しました。 【エラーメッセージ】 year、MonthおよびDayパラメーターが表現できないDateTimeを示して います。	マルチマーカー10のバージョンが【10.0.6】までの場合はエラーが発生しま す。マルチマーカー10のバージョンが【10.0.7】で改修を行いました。 サポートサイト内の"お知らせ"記事 2023/10/6 マルチマーカー10 改訂情報(10.0.7) の内容をご覧いただき、改訂版のセットアップをお願いします。
7	保健指導	簡易入力シートデータの作成画面で、報告対象が選択できません(反応 しません)。	対象者の利用券整理番号が全くマルチマーカーに登録されていない場合は 選択ができません。登録をお願いします。
8	保健指導	保健指導のXML作成時「報告データ出力」ボタンをクリックするとエ ラーが発生します。 【エラーメッセージ】 文字列は有効なDateTimeではありませんでした。	保健指導のデータ内に不足があります。 途中終了者の登録データで、【初回】の記録が登録されておらず、かつ【途中 終了】の記録が登録されている場合に発生します。データの変更をお願いし ます。

No.	カテゴリー	質問	回答
9	取り込み	R6年度の健診データの取り込み後、データを確認すると随時中性脂 肪の値が見当たりません。	2024年度版のマルチマーカー10では、中性脂肪の項目が「空腹時中性脂肪」と「随時中性脂肪」の2つになります。取り込みを行う際に、データ項目を 対応付けさせる画面で「随時中性脂肪」の項目が正しく対応付けされている かをご確認ください。
10	エクセルア ドイン	エクセルアドインを起動するとエラーが発生しました。 【エラーメッセージ】 ライセンス番号に問題が見つかりました。ライセンス番号はこのパソコ ンでは無効です。	エクセルアドインは年度ごとにセットアップが必要です。 (今年度版)マルチマーカー10製品一式内より、エクセルアドインをセットアッ プしてください。
11	その他	マルチマーカー10を起動するとエラーが発生しました。 【エラーメッセージ】 マルチマーカーデータベースに接続できませんでした。 SQL Server への接続を確立しているときにネットワーク関連または インスタンス 固有のエラーが発生しました。サーバーが見つからないかアクセスで きません。インスタンス名が正しいこと、およびSQLServerがリモート 環境を許可するように構成されていることを確認してください。 (provider: SQL Network Interfaces, error:26 - 指定された サーバーまたは インスタンスの位置を特定しているときにエラーが発 生しました)	SQL Serverのサービスが停止していると思われます。サービスを開始して からマルチマーカーをご利用ください。 【サービスの開始方法】※作業には管理者権限が必要です。 ・パソコンの検索機能 → "サービス"と検索 ・サービス画面内の「SQLServer(MULTIMARKER2010)」を選択後、右 クリックしてプロパティを開く ・"サービスの状態"が停止となっているため、開始ボタン→OKボタンをク リックする。 マルチマーカーが起動できるかを確認してください。
12	帳票	帳票の基準値(血糖/中性脂肪)が表示されていません。	第4期に伴う判定・更新作業が未実施のようです。ヘルプ「再判定・色付け ルールの更新手順」に従って操作を行ってください。
13	セットアップ・ アンインストー ル	マルチマーカーのインストール作業時にエラーが発生しました。 【エラーメッセージ】 このインストールパッケージはこの種類のプロセッサでサポートされて いません。プロダクトベンダーに問い合わせてください。	セットアップファイル(Setup_mm10_20XX)をデスクトップへ置いてからイ ンストール作業をお願いします。 【エラー原因】 ・USBメモリの中にあるファイルを選択して作業を行っている ・共有サーバーの中にあるファイルを選択して作業を行っている ・zipの中にあるファイルを選択して作業を行っている
14	公開終了	新入力シート作成アプリを起動するとエラーが発生しました。 【エラーメッセージ】 ライセンス番号に問題が見つかりました。ライセンス番号はこのパソコ ンでは無効です。パソコンIDとの組み合わせを確認してください。	旧版の新入力シート作成アプリを開くと該当のエラーが発生します。2024 年10月1日にリリースしたマルチマーカー10に機能追加された新版の新入 カシートをご利用ください。 ■メイン画面 > その他 > 新入力シート作成
15	その他	マルチマーカー10を他のパソコンへ移行するにあたり、準備するパソ コンに必要な条件を教えてください。	「セットアップ・アンインストールマニュアル」1ページ:システム要件をご覧くだ さい。 ※システム要件外のパソコンをご利用の場合、不具合などのサポート対応を お断りする場合がございます。

No.	カテゴリー	質問	回答
16	データ移行	新しいパソコンヘマルチマーカー10を移行するにあたり、何をすれば 良いかを教えてください。	【作業の大まかな流れ】 旧PC ・バックアップをとる ・設定フォルダをコピーする ・上記2点を新しいパソコンへ持っていく 新PC ・マルチマーカーをセットアップする ※パソコンIDが変更となるため、利用者ポータルサイトのマイページよりライ センス再発行のお手続きをお願いします。 ・IEPCで作成したバックアップを復元する ・IEPCでコピーした設定フォルダを移行する 操作の詳細は、「セットアップ・アンインストールマニュアル」37ページ~43 ページをご覧ください。
17	初期設定	初期設定の場所はどこにありますか?	パソコンのスタートボタン → すべてのアプリ → マルチマーカー10フォル ダ → 初期設定を起動してください。 「セットアップ・アンインストールマニュアル」6ページをご覧ください。
18	その他	2024年度版以降のマルチマーカー10は、特定健診・特定保健指導の 第4期に対応していますか?	特定健診・特定保健指導の第4期に対応しています。
19	取り込み	国保連合会形式データの取り込みの場合、どのようなファイルを準備 すれば良いですか?	取り込みしたいデータによって、ご準備いただくファイルが異なります。 【基本例】 健診データ(推奨):FKAC131 / FKAC171 ※後期高齢データの場合は上記にFKAC176を加えてください 保健指導データ:FKAC165(「保健指導」機能には反映されません) その他にも取り込みできるファイルがあります。 詳細はヘルプ「国保連合会形式データ(CSV)取り込み」3~5ページをご確認 ください。
20	エクセルア ドイン	エクセルアドインのインストール作業時にエラーが発生しました。 【エラーメッセージ】 配置とアプリケーションは一致するセキュリティゾーンを持っていません。	zipファイル内やUSBキーから直接作業すると、エラーが発生する場合があ ります。 「マルチマーカー10アドイン」のフォルダをコピーしてデスクトップへ貼り付け して、 デスクトップに置いたフォルダでインストール作業をお願いします。